

Mobiflex® Neo

Mobiflex® Neo est un complément alimentaire à base de collagène UC-II avec collagène natif type II, d'extrait de *Boswellia serrata*, de vitamine C et de manganèse (Mn).

A cause de l'âge, du sport ou des activités physiques, vos articulations peuvent devenir sensibles, ce qui peut avoir un effet sur votre mobilité. Les articulations les plus sensibles sont le genou, la hanche et les petites articulations de la main.

Le maintien d'une bonne qualité du cartilage est essentiel pour le confort de l'articulation. Le cartilage est un tissu conjonctif très particulier; sa fonction principale est de diminuer le frottement entre les articulations en mouvement.

Propriétés

Mobiflex® Neo a une composition unique.

Le collagène est une protéine présente dans différentes structures de l'organisme. Il existe différents types de collagène. Mobiflex® Neo contient 40 mg de collagène UC-II avec collagène natif type II (non dénaturé), qui est la principale protéine du cartilage.

La résine de *Boswellia* contient des substances qui aident à maintenir la souplesse des articulations et à préserver le cartilage. L'AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswellic acid) est l'un des acides boswelliques les plus puissants.

Boswellia serrata contribue au maintien des articulations souples.

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le maintien de la bonne fonction des cartilages et des os.

Le manganèse contribue au maintien d'une ossature normale et à la formation normale des tissus conjonctifs.

Instructions d'utilisation

1 comprimé par jour au petit-déjeuner.

Il est recommandé de poursuivre le traitement par Mobiflex® Neo pendant minimum 3 mois.

Recommandations

En cas de grossesse/d'allaitement, consultez votre médecin avant d'utiliser Mobiflex® Neo.

Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas dépasser la posologie recommandée.

Demandez conseil à votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants de type coumarine et héparine.

Ingrédients

Mobiflex® Neo - par comprimé:

300 mg d'extrait de Boswellia serrata dont 210 mg d'acides boswelliques / 40 mg de complexe de collagène UC-II dont 40 mg de collagène UC-II avec collagène natif type II / 13,5 mg d'ascorbate de sodium dont 12 mg d'acide ascorbique (vitamine C) / 8,10 mg de gluconate de manganèse dont 1 mg de manganèse / Agent de remplissage: E460 / Epaississant: E468 / Agent d'enrobage: E464 – E463 – E553b / Antiagglomérant: E551 - E470b / Colorants: E170 – E120 – E172

Vous ne pouvez pas utiliser ce complément alimentaire si vous êtes allergique à l'un des ingrédients mentionnés ci-dessus.

Présentation

Boîte de 30 ou 90 comprimés pelliculés rouges.
Uniquement disponible chez le pharmacien.

Poids net

30 comprimés: 34,08 g
90 comprimés: 102,24 g

Conservation

A conserver à température ambiante dans l'emballage extérieur d'origine.
Durée de conservation: voir date de péremption sur l'emballage (EXP: mois/année).

Distributeur

Eurogenerics
Division NeoCare
Esplanade Heysel b22
B - 1020 Bruxelles

Numéro de notification: PL/NUT/AS 972/8